



ELISA 样本稀释液-4

产品信息

货号：CEB-C302

规格：15 mL/瓶

用途：ELISA 样品稀释缓冲液-4 是一种用于稀释和准备测试样品的溶液，有助于使用 ClinMax™ ELISA 试剂检测目标物质。它本身不直接参与检测过程。

存储条件

将未开封的产品存储在 2-8 °C 温度下。请避免在产品的过期日期之后使用。对于已开封的产品，可在 2-8 温度下，保存 30 天。

注意事项

本产品仅供科研使用，不用于诊断或治疗应用。

请勿在产品标签上指示的到期日期之后使用本产品。

生产企业：百斯医学诊断科技（北京）有限公司

生产地址：北京经济技术开发区永昌北路 3 号永昌工业园 3 号楼 8106-8107

电话：010-67855298-8147

邮箱：IVD.AcroDiagnostics@acrobiosystems.com

销售企业：北京百普赛斯生物科技股份有限公司

地址：北京经济技术开发区宏达北路 8 号 5 号楼 4 层

电话：400-682-2521（全国） 010-53681107（北京）

邮箱：order.cn@acrobiosystems.com